

Návod k použití zdravotnického prostředku


Mikropipety SG Systém pro manipulaci s lidskými embryi a oocyty

Model: Denudační SG Pipeta, Manipulační SG Pipeta, Blastocyst SG Pipeta, SG Holding Pipeta, SG ICSI Pipeta, SG Biopsy Pipeta, SG Flex Denudační Pipeta, SG Flex Manipulační Pipeta, SG Flex Blastocyst Pipeta.

Určený účel použití: Skleněné a plastové sterilní pipety k jednorázovému použití při manipulaci s lidskými embryi/oocyty in vitro s definovaným rozměrem vnitřního průměru.

Aplikace: Pipety SG Systém se používají pro mikromanipulační metody asistované reprodukce. Jedná se o skleněné a plastové sterilní pipety k jednorázovému použití při manipulaci s lidskými oocyty a embryi in vitro s definovaným rozměrem vnitřního průměru pro manipulace, vitrifikace a intracytoplasmatic sperm injection (ICSI) nebo jiné metody asistované reprodukce. Jsou vyrobeny z borosilikátového skla nebo plastu (PC) a jsou určeny pro jednorázové použití ve zdravotnictví, resp. laboratořích jiných odvětví.

Popis značení:



Vigilance: V případě nežádoucí příhody ZP kontaktujete výrobce na SYNGA s.r.o., Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika, e-mail: synga@synga.cz a postupujte podle pokynu Evropské komise pro hlášení závažných nepříznivých událostí podle paragrafu 2 odst. 1 vyhlášky č 62/2015 v aktuálním znění a MEDDEV 2.12/1 rev.8. Formulář je k dispozici prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL – www.sukl.cz).

Výrobce: Synga, s.r.o., Voděradská 2552/16, Říčany, 25101, Česká republika